

ERRATA

Dear Customers,

We kindly inform that **GLUCOSE** (Glucose oxidase (GOD/PAP)) values have been reassigned for the control sera **CORMAY SERUM HN** (Cat. No 5-172) and **CORMAY SERUM HP** (Cat. No 5-173).

Assigned values and the lot numbers of control materials can be found in the tables below:

Уважаемые Клиенты,

Информируем о том, что значения для параметра **ГЛЮКОЗА** (энзиматический с оксидазой глюкозы) были повторно метрифицированы для контрольных материалов **CORMAY SERUM HN** (Кат. № 5-172) и **CORMAY SERUM HP** (Кат. № 5-173).

Значения величин и серийные номера метрифицированных контрольных материалов поданы в нижеприведенных таблицах:

Szanowni Państwo,

Informujemy, że wartości dla parametru **GLUKOZA** (Enzymatyczna z oksydazą glukozy (GOD/PAP)) zostały ponownie zmetrykowane dla surowic kontrolnych **CORMAY SERUM HN** (Nr kat. 5-172) i **CORMAY SERUM HP** (Nr kat. 5-173).

Wyznaczone wartości i numery serii zmetrykowanych materiałów kontrolnych podajemy w tabelach poniżej:

CORMAY SERUM HN	Cat. No / Nr kat. 5-172	Lot / Seria:	HN10	Exp. / Data ważn.:	2025-07
COMPONENT PARAMETR	METHOD METODA		ASSIGNED VALUE WARTOŚĆ ŚRODKOWA	RANGE ZAKRES	
MANUAL METHOD					
GLUCOSE	Glucose oxidase (GOD/PAP)		4.51	mmol/l	4.06 – 4.96
GLUKOZA	Enzymatyczna z oksydazą glukozy (GOD/PAP)		81.3	mg/dl	73.2 – 89.4

CORMAY SERUM HP	Cat. No / Nr kat. 5-173	Lot / Seria:	HP10	Exp. / Data ważn.:	2025-07
COMPONENT PARAMETR	METHOD METODA		ASSIGNED VALUE WARTOŚĆ ŚRODKOWA	RANGE ZAKRES	
MANUAL METHOD					
GLUCOSE	Glucose oxidase (GOD/PAP)		15.3	mmol/l	13.8 – 16.8
GLUKOZA	Enzymatyczna z oksydazą glukozy (GOD/PAP)		275	mg/dl	248 – 303