

## ERRATA

### Dear Customers,

We kindly inform that **GLUCOSE** (enzymatic method with glucose oxidase (GOD/PAP)) values have been reassigned for the control serum CORMAY SERUM HN (Cat. No 5-172).

Assigned values and the lot numbers of control sera can be found in the tables below:

### Уважаемые Клиенты,

Информируем о том, что значения для параметра **ГЛЮКОЗА** (колориметрический, энзиматический метод с оксидазой глюкозы) были повторно метрифицированы для контрольной сыворотки CORMAY SERUM HN (Кат. № 5-172).

Значения величин и серийные номера метрифицированных контрольных сывороток поданы в нижеприведенных таблицах:

### Szanowni Państwo,

Informujemy, że wartości dla parametru **GLUKOZA** (metoda enzymatyczna z oksydazą glukozy (GOD/PAP)) zostały ponownie zmetrykowane dla surowicy kontrolnej CORMAY SERUM HN (Nr kat. 5-172).

Wyznaczone wartości i numery serii zmetrykowanych surowic kontrolnych podajemy w tabelach poniżej:

COMPONENT PARAMETR	METHOD METODA	ASSIGNED VALUE WARTOŚĆ ŚRODKOWA	RANGE ZAKRES
<b>CORMAY SERUM HN</b>			
Cat. No / Nr kat. 5-172	Lot / Seria:	504-05; 504-05A; 505-05A; 507-05B; 508-05B; 509-05B; 510-05B; 511-05C; 510-05C; 512-05C; 601-05C; 602-05C; 602-05D; 603-05D; 604-05C; 604-05D, 604-05E; 605-05E; 606-05E; 607-05E; 609-05E; 610-05E	Exp. / Data ważn.:  2017-05
<b>ACCENT-200, ACCENT-200 II GEN, ACCENT-220S</b>			
Glucose Glukoza	Glucose oxidase (GOD/PAP) Enzymatyczna z oksydazą glukozy (GOD/PAP)	4.90 mmol/l 89.0 mg/dl	4.41 – 5.39 80.1 – 97.9
<b>ACCENT-300</b>			
Glucose Glukoza	Glucose oxidase (GOD/PAP) Enzymatyczna z oksydazą glukozy (GOD/PAP)	4.82 mmol/l 87.6 mg/dl	4.33 – 5.30 78.8 – 96.4
<b>PRESTIGE 24i, BIOLIS 24i PREMIUM</b>			
Glucose Glukoza	Glucose oxidase (GOD/PAP) Enzymatyczna z oksydazą glukozy (GOD/PAP)	4.85 mmol/l 88.2 mg/dl	4.37 – 5.34 79.4 – 97.0