

Lublin, 10.03.2016

Szanowni Klienci,

Informujemy, iż na podstawie doświadczeń przeprowadzonych w **Dziale Badań i Rozwoju** firmy **PZ CORMAY S.A.** zostały zmienione wybrane parametry odczynnika do oznaczenia stężenia magnezu. Zestawy od serii nr XXX-15X charakteryzować się będą wydłużoną datą ważności odczynnika do 18 miesięcy. Wraz z wydłużeniem stabilności odczynnika zmienia się liniowość oznaczenia do 5 mg/dl (2,05 mmol/l).

Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją użycia zestawu i **aktualizację liniowości w oprogramowaniu analizatorów:**


- PRESTIGE 24i/BIOLIS24i Premium
- ACCENT-200/ACCENT-200 II GEN
- ACCENT-300
- BS-800/BS-800M
- BS-400
- BS-120

Wprowadzone zmiany dotyczą:

Analizator	Nr kat.	Liniowość [mg/dl]	
		Dotychczasowa wersja	Obowiązująca wersja
PRESTIGE 24i/BIOLIS24i Premium	4-229, 4-429 i 4-462	7,6 mg/dl (3,12 mmol/l)	5 mg/dl (2,05 mmol/l)
ACCENT-200	7-262 i 7-229	6,7 mg/dl (2,75 mmol/l)	5mg/dl (2,05 mmol/l)
ACCENT-200 II GEN	7-262 i 7-229	8,0 mg/dl (3,28 mmol/l)	5mg/dl (2,05 mmol/l)
ACCENT-300	7-329	7,7 mg/dl (3,16 mmol/l)	5mg/dl (2,05 mmol/l)
BS-800/BS-800M	7-821	6 mg/dl (2,46 mmol/l)	5mg/dl (2,05 mmol/l)
BS-400	7-429	9 mg/dl (3,69 mmol/l)	5mg/dl (2,05 mmol/l)
BS-120	7-262 i 7-229	6,7 mg/dl (2,75 mmol/l)	5mg/dl (2,05 mmol/l)

Pozostałe parametry zestawów nie ulegają zmianie.

Z poważaniem



Marzena Gałczyńska
Product Manager ds. Biochemii

W razie pytań jestem do dyspozycji:

tel.: 81 749 44 60

e-mail: mgalczynska@cormay.pl

tel. kom.: 661 551 196