

CORMAY IMMUNO-CONTROL I (L)

Nr kat. / Cat. No 4-288

Seria / Lot: 512-38

Data ważn. / Exp.: 2017.04

| PARAMETR / COMPONENT | METODA / METHOD | WARTOŚĆ ŚRODKOWA / ASSIGNED VALUE | ZAKRES / RANGE |
|---|---|-----------------------------------|-------------------|
| BIALKO C-REAKTYWNE (CRP) C-REACTIVE PROTEIN (CRP) | TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA | 0.87 mg/dl * | 0.61 – 1.13 mg/dl |
| ANTY-STREPTOLIZYNA O (ASO) ANTY-STREPTOLYSIN O (ASO) | TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA | 133 IU/ml | 106 – 160 IU/ml |
| CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF) RHEUMATOID FACTOR (RF) | TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA | 16 IU/ml | 11 – 21 IU/ml |
| ALFA-FETOPROTEINA (AFP) ALPHA-FETOPROTEIN (AFP) | TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA | 26 ng/ml | 21 – 31 ng/ml |

* standaryzacja według CRM470 / CRM470 standardization

CORMAY IMMUNO-CONTROL I (L)

Nr kat. / Cat. No 4-288

Seria / Lot: 512-38

Data ważn. / Exp.: 2017.04

| PARAMETR / COMPONENT | METODA / METHOD | WARTOŚĆ ŚRODKOWA / ASSIGNED VALUE | ZAKRES / RANGE |
|---|---|-----------------------------------|-------------------|
| BIALKO C-REAKTYWNE (CRP) C-REACTIVE PROTEIN (CRP) | TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA | 0.87 mg/dl * | 0.61 – 1.13 mg/dl |
| ANTY-STREPTOLIZYNA O (ASO) ANTY-STREPTOLYSIN O (ASO) | TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA | 133 IU/ml | 106 – 160 IU/ml |
| CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF) RHEUMATOID FACTOR (RF) | TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA | 16 IU/ml | 11 – 21 IU/ml |
| ALFA-FETOPROTEINA (AFP) ALPHA-FETOPROTEIN (AFP) | TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA | 26 ng/ml | 21 – 31 ng/ml |

* standaryzacja według CRM470 / CRM470 standardization

CORMAY IMMUNO-CONTROL I (H)

Nr kat. / Cat. No 4-288

Seria / Lot: 512-36

Data ważn. / Exp.: 2017.04

| PARAMETR / COMPONENT | METODA / METHOD | WARTOŚĆ ŚRODKOWA / ASSIGNED VALUE | ZAKRES / RANGE |
|---|---|-----------------------------------|-------------------|
| BIALKO C-REAKTYWNE (CRP) C-REACTIVE PROTEIN (CRP) | TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA | 2.59 mg/dl * | 2.20 – 2.98 mg/dl |
| ANTY-STREPTOLIZYNA O (ASO) ANTY-STREPTOLYSIN O (ASO) | TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA | 290 IU/ml | 247 – 334 IU/ml |
| CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF) RHEUMATOID FACTOR (RF) | TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA | 32 IU/ml | 24 – 40 IU/ml |
| ALFA-FETOPROTEINA (AFP) ALPHA-FETOPROTEIN (AFP) | TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA | 101 ng/ml | 81 – 121 ng/ml |

* standaryzacja według CRM470 / CRM470 standardization

CORMAY IMMUNO-CONTROL I (H)

Nr kat. / Cat. No 4-288

Seria / Lot: 512-36

Data ważn. / Exp.: 2017.04

| PARAMETR / COMPONENT | METODA / METHOD | WARTOŚĆ ŚRODKOWA / ASSIGNED VALUE | ZAKRES / RANGE |
|---|---|-----------------------------------|-------------------|
| BIALKO C-REAKTYWNE (CRP) C-REACTIVE PROTEIN (CRP) | TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA | 2.59 mg/dl * | 2.20 – 2.98 mg/dl |
| ANTY-STREPTOLIZYNA O (ASO) ANTY-STREPTOLYSIN O (ASO) | TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA | 290 IU/ml | 247 – 334 IU/ml |
| CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF) RHEUMATOID FACTOR (RF) | TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA | 32 IU/ml | 24 – 40 IU/ml |
| ALFA-FETOPROTEINA (AFP) ALPHA-FETOPROTEIN (AFP) | TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA | 101 ng/ml | 81 – 121 ng/ml |

* standaryzacja według CRM470 / CRM470 standardization