

CORMAY IMMUNO-CONTROL I (L)

Nr kat. / Cat. No 4-288

Seria / Lot: 603-39

Data ważn. / Exp.: 2017.06

PARAMETR / COMPONENT	METODA / METHOD	WARTOŚĆ ŚRODKOWA / ASSIGNED VALUE	ZAKRES / RANGE
BIALKO C-REAKTYWNE (CRP) C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	0.91 mg/dl *	0.64 – 1.18 mg/dl
ANTY-STREPTOLIZYNA O (ASO) ANTY-STREPTOLYSIN O (ASO)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	143 IU/ml	114 – 172 IU/ml
CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF) RHEUMATOID FACTOR (RF)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	17 IU/ml	12 – 22 IU/ml
ALFA-FETOPROTEINA (AFP) ALPHA-FETOPROTEIN (AFP)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	28 ng/ml	22 – 34 ng/ml

* standaryzacja według CRM470 / CRM470 standardization

CORMAY IMMUNO-CONTROL I (L)

Nr kat. / Cat. No 4-288

Seria / Lot: 603-39

Data ważn. / Exp.: 2017.06

PARAMETR / COMPONENT	METODA / METHOD	WARTOŚĆ ŚRODKOWA / ASSIGNED VALUE	ZAKRES / RANGE
BIALKO C-REAKTYWNE (CRP) C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	0.91 mg/dl *	0.64 – 1.18 mg/dl
ANTY-STREPTOLIZYNA O (ASO) ANTY-STREPTOLYSIN O (ASO)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	143 IU/ml	114 – 172 IU/ml
CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF) RHEUMATOID FACTOR (RF)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	17 IU/ml	12 – 22 IU/ml
ALFA-FETOPROTEINA (AFP) ALPHA-FETOPROTEIN (AFP)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	28 ng/ml	22 – 34 ng/ml

* standaryzacja według CRM470 / CRM470 standardization

CORMAY IMMUNO-CONTROL I (H)

Nr kat. / Cat. No 4-288

Seria / Lot: 603-37

Data ważn. / Exp.: 2017.06

PARAMETR / COMPONENT	METODA / METHOD	WARTOŚĆ ŚRODKOWA / ASSIGNED VALUE	ZAKRES / RANGE
BIALKO C-REAKTYWNE (CRP) C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	2.54 mg/dl *	2.16 – 2.92 mg/dl
ANTY-STREPTOLIZYNA O (ASO) ANTY-STREPTOLYSIN O (ASO)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	292 IU/ml	248– 336 IU/ml
CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF) RHEUMATOID FACTOR (RF)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	34 IU/ml	26 – 43 IU/ml
ALFA-FETOPROTEINA (AFP) ALPHA-FETOPROTEIN (AFP)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	103 ng/ml	82 – 124 ng/ml

* standaryzacja według CRM470 / CRM470 standardization

CORMAY IMMUNO-CONTROL I (H)

Nr kat. / Cat. No 4-288

Seria / Lot: 603-37

Data ważn. / Exp.: 2017.06

PARAMETR / COMPONENT	METODA / METHOD	WARTOŚĆ ŚRODKOWA / ASSIGNED VALUE	ZAKRES / RANGE
BIALKO C-REAKTYWNE (CRP) C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	2.54 mg/dl *	2.16 – 2.92 mg/dl
ANTY-STREPTOLIZYNA O (ASO) ANTY-STREPTOLYSIN O (ASO)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	292 IU/ml	248 – 336 IU/ml
CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF) RHEUMATOID FACTOR (RF)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	34 IU/ml	26 – 43 IU/ml
ALFA-FETOPROTEINA (AFP) ALPHA-FETOPROTEIN (AFP)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	103 ng/ml	82 – 124 ng/ml

* standaryzacja według CRM470 / CRM470 standardization