

CORMAY IMMUNO-CONTROL I (L)

Nr kat. / Cat. No 4-288

Seria / Lot: 711-45

Data ważn. / Exp.: 2019.05

PARAMETR / COMPONENT	METODA / METHOD	WARTOŚĆ ŚRODKOWA / ASSIGNED VALUE	ZAKRES / RANGE
<b>BIALKO C-REAKTYWNE (CRP)</b> <b>C-REACTIVE PROTEIN (CRP)</b>	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	0.93 mg/dl *	0.65 – 1.21 mg/dl
<b>ANTY-STREPTOLIZYNA O (ASO)</b> <b>ANTY-STREPTOLYSIN O (ASO)</b>	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	134 IU/ml	107 – 161 IU/ml
<b>CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF)</b> <b>RHEUMATOID FACTOR (RF)</b>	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	16 IU/ml	14 – 18 IU/ml
<b>ALFA-FETOPROTEINA (AFP)</b> <b>ALPHA-FETOPROTEIN (AFP)</b>	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	20.0 ng/ml	15.8 – 24.2 ng/ml

\* standaryzacja według CRM470 / CRM470 standardization

CORMAY IMMUNO-CONTROL I (L)

Nr kat. / Cat. No 4-288

Seria / Lot: 711-45

Data ważn. / Exp.: 2019.05

PARAMETR / COMPONENT	METODA / METHOD	WARTOŚĆ ŚRODKOWA / ASSIGNED VALUE	ZAKRES / RANGE
<b>BIALKO C-REAKTYWNE (CRP)</b> <b>C-REACTIVE PROTEIN (CRP)</b>	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	0.93 mg/dl *	0.65 – 1.21 mg/dl
<b>ANTY-STREPTOLIZYNA O (ASO)</b> <b>ANTY-STREPTOLYSIN O (ASO)</b>	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	134 IU/ml	107 – 161 IU/ml
<b>CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF)</b> <b>RHEUMATOID FACTOR (RF)</b>	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	16 IU/ml	14 – 18 IU/ml
<b>ALFA-FETOPROTEINA (AFP)</b> <b>ALPHA-FETOPROTEIN (AFP)</b>	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	20.0 ng/ml	15.8 – 24.2 ng/ml

\* standaryzacja według CRM470 / CRM470 standardization

CORMAY IMMUNO-CONTROL I (H)

Nr kat. / Cat. No 4-288

Seria / Lot: 711-43

Data ważn. / Exp.: 2019.05

PARAMETR / COMPONENT	METODA / METHOD	WARTOŚĆ ŚRODKOWA / ASSIGNED VALUE	ZAKRES / RANGE
<b>BIALKO C-REAKTYWNE (CRP)</b> C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	2.54 mg/dl *	2.16 – 2.92 mg/dl
<b>ANTY-STREPTOLIZYNA O (ASO)</b> ANTY-STREPTOLYSIN O (ASO)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	314 IU/ml	267 – 361 IU/ml
<b>CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF)</b> RHEUMATOID FACTOR (RF)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	35 IU/ml	30 – 40 IU/ml
<b>ALFA-FETOPROTEINA (AFP)</b> ALPHA-FETOPROTEIN (AFP)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	95.0 ng/ml	75.8 – 114.2 ng/ml

\* standaryzacja według CRM470 / CRM470 standardization

CORMAY IMMUNO-CONTROL I (H)

Nr kat. / Cat. No 4-288

Seria / Lot: 711-43

Data ważn. / Exp.: 2019.05

PARAMETR / COMPONENT	METODA / METHOD	WARTOŚĆ ŚRODKOWA / ASSIGNED VALUE	ZAKRES / RANGE
<b>BIALKO C-REAKTYWNE (CRP)</b> C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	2.54 mg/dl *	2.16 – 2.92 mg/dl
<b>ANTY-STREPTOLIZYNA O (ASO)</b> ANTY-STREPTOLYSIN O (ASO)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	314 IU/ml	267 – 361 IU/ml
<b>CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF)</b> RHEUMATOID FACTOR (RF)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	35 IU/ml	30 – 40 IU/ml
<b>ALFA-FETOPROTEINA (AFP)</b> ALPHA-FETOPROTEIN (AFP)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	95.0 ng/ml	75.8 – 114.2 ng/ml

\* standaryzacja według CRM470 / CRM470 standardization