

CORMAY IMMUNO-CONTROL I (L)

Nr kat. / Cat. No 4-288

Seria / Lot: 807-50

Data ważn. / Exp.: 2019.07

PARAMETR / COMPONENT	METODA / METHOD	WARTOŚĆ ŚRODKOWA / ASSIGNED VALUE	ZAKRES / RANGE
BIALKO C-REAKTYWNE (CRP) C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	0.91 mg/dl *	0.64 – 1.18 mg/dl
ANTY-STREPTOLIZYNA O (ASO) ANTY-STREPTOLYSIN O (ASO)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	134 IU/ml	107 – 161 IU/ml
CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF) RHEUMATOID FACTOR (RF)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	16.6 IU/ml	12.5 – 20.7 IU/ml
ALFA-FETOPROTEINA (AFP) ALPHA-FETOPROTEIN (AFP)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	21.7 ng/ml	17.5 – 25.8 ng/ml

* standaryzacja według CRM470 / CRM470 standardization

CORMAY IMMUNO-CONTROL I (L)

Nr kat. / Cat. No 4-288

Seria / Lot: 807-50

Data ważn. / Exp.: 2019.07

PARAMETR / COMPONENT	METODA / METHOD	WARTOŚĆ ŚRODKOWA / ASSIGNED VALUE	ZAKRES / RANGE
BIALKO C-REAKTYWNE (CRP) C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	0.91 mg/dl *	0.64 – 1.18 mg/dl
ANTY-STREPTOLIZYNA O (ASO) ANTY-STREPTOLYSIN O (ASO)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	134 IU/ml	107 – 161 IU/ml
CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF) RHEUMATOID FACTOR (RF)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	16.6 IU/ml	12.5 – 20.7 IU/ml
ALFA-FETOPROTEINA (AFP) ALPHA-FETOPROTEIN (AFP)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	21.7 ng/ml	17.5 – 25.8 ng/ml

* standaryzacja według CRM470 / CRM470 standardization

CORMAY IMMUNO-CONTROL I (H)

Nr kat. / Cat. No 4-288

Seria / Lot: 807-48

Data ważn. / Exp.: 2019.07

PARAMETR / COMPONENT	METODA / METHOD	WARTOŚĆ ŚRODKOWA / ASSIGNED VALUE	ZAKRES / RANGE
BIALKO C-REAKTYWNE (CRP) C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	2.44 mg/dl *	2.07 – 2.81 mg/dl
ANTY-STREPTOLIZYNA O (ASO) ANTY-STREPTOLYSIN O (ASO)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	312 IU/ml	265 – 359 IU/ml
CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF) RHEUMATOID FACTOR (RF)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	32.1 IU/ml	24.1 – 40.1 IU/ml
ALFA-FETOPROTEINA (AFP) ALPHA-FETOPROTEIN (AFP)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	90.8 ng/ml	72.5 – 109.2 ng/ml

* standaryzacja według CRM470 / CRM470 standardization

CORMAY IMMUNO-CONTROL I (H)

Nr kat. / Cat. No 4-288

Seria / Lot: 807-48

Data ważn. / Exp.: 2019.07

PARAMETR / COMPONENT	METODA / METHOD	WARTOŚĆ ŚRODKOWA / ASSIGNED VALUE	ZAKRES / RANGE
BIALKO C-REAKTYWNE (CRP) C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	2.44 mg/dl *	2.07 – 2.81 mg/dl
ANTY-STREPTOLIZYNA O (ASO) ANTY-STREPTOLYSIN O (ASO)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	312 IU/ml	265 – 359 IU/ml
CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF) RHEUMATOID FACTOR (RF)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	32.1 IU/ml	24.1 – 40.1 IU/ml
ALFA-FETOPROTEINA (AFP) ALPHA-FETOPROTEIN (AFP)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	90.8 ng/ml	72.5 – 109.2 ng/ml

* standaryzacja według CRM470 / CRM470 standardization