

CORMAY IMMUNO-CONTROL I (L)

Nr kat. / Cat. No 4-288

Seria / Lot: 606-40

Data ważn. / Exp.: 2017.11

| PARAMETR / COMPONENT | METODA / METHOD | WARTOŚĆ ŚRODKOWA / ASSIGNED VALUE | ZAKRES / RANGE |
|---|---|-----------------------------------|-------------------|
| BIALKO C-REAKTYWNE (CRP) C-REACTIVE PROTEIN (CRP) | TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA | 0.86 mg/dl * | 0.60 – 1.12 mg/dl |
| ANTY-STREPTOLIZYNA O (ASO) ANTY-STREPTOLYSIN O (ASO) | TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA | 146 IU/ml | 117 – 175 IU/ml |
| CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF) RHEUMATOID FACTOR (RF) | TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA | 17 IU/ml | 12 – 22 IU/ml |
| ALFA-FETOPROTEINA (AFP) ALPHA-FETOPROTEIN (AFP) | TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA | 31 ng/ml | 25 – 37 ng/ml |

* standaryzacja według CRM470 / CRM470 standardization

CORMAY IMMUNO-CONTROL I (L)

Nr kat. / Cat. No 4-288

Seria / Lot: 606-40

Data ważn. / Exp.: 2017.11

| PARAMETR / COMPONENT | METODA / METHOD | WARTOŚĆ ŚRODKOWA / ASSIGNED VALUE | ZAKRES / RANGE |
|---|---|-----------------------------------|-------------------|
| BIALKO C-REAKTYWNE (CRP) C-REACTIVE PROTEIN (CRP) | TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA | 0.86 mg/dl * | 0.60 – 1.12 mg/dl |
| ANTY-STREPTOLIZYNA O (ASO) ANTY-STREPTOLYSIN O (ASO) | TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA | 146 IU/ml | 117 – 175 IU/ml |
| CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF) RHEUMATOID FACTOR (RF) | TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA | 17 IU/ml | 12 – 22 IU/ml |
| ALFA-FETOPROTEINA (AFP) ALPHA-FETOPROTEIN (AFP) | TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA | 31 ng/ml | 25 – 37 ng/ml |

* standaryzacja według CRM470 / CRM470 standardization

CORMAY IMMUNO-CONTROL I (H)

Nr kat. / Cat. No 4-288

Seria / Lot: 606-38

Data ważn. / Exp.: 2017.11

| PARAMETR / COMPONENT | METODA / METHOD | WARTOŚĆ ŚRODKOWA / ASSIGNED VALUE | ZAKRES / RANGE |
|---|---|-----------------------------------|-------------------|
| BIALKO C-REAKTYWNE (CRP) C-REACTIVE PROTEIN (CRP) | TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA | 2.55 mg/dl * | 2.17 – 2.93 mg/dl |
| ANTY-STREPTOLIZYNA O (ASO) ANTY-STREPTOLYSIN O (ASO) | TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA | 296 IU/ml | 252– 340 IU/ml |
| CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF) RHEUMATOID FACTOR (RF) | TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA | 33 IU/ml | 25 – 41 IU/ml |
| ALFA-FETOPROTEINA (AFP) ALPHA-FETOPROTEIN (AFP) | TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA | 105 ng/ml | 84 – 126 ng/ml |

* standaryzacja według CRM470 / CRM470 standardization

CORMAY IMMUNO-CONTROL I (H)

Nr kat. / Cat. No 4-288

Seria / Lot: 606-38

Data ważn. / Exp.: 2017.11

| PARAMETR / COMPONENT | METODA / METHOD | WARTOŚĆ ŚRODKOWA / ASSIGNED VALUE | ZAKRES / RANGE |
|---|---|-----------------------------------|-------------------|
| BIALKO C-REAKTYWNE (CRP) C-REACTIVE PROTEIN (CRP) | TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA | 2.55 mg/dl * | 2.17 – 2.93 mg/dl |
| ANTY-STREPTOLIZYNA O (ASO) ANTY-STREPTOLYSIN O (ASO) | TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA | 296 IU/ml | 252– 340 IU/ml |
| CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF) RHEUMATOID FACTOR (RF) | TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA | 33 IU/ml | 25 – 41 IU/ml |
| ALFA-FETOPROTEINA (AFP) ALPHA-FETOPROTEIN (AFP) | TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA | 105 ng/ml | 84 – 126 ng/ml |

* standaryzacja według CRM470 / CRM470 standardization