

CORMAY IMMUNO-CONTROL I (L)

Nr kat. / Cat. No 4-288

Seria / Lot: 710-44

Data ważn. / Exp.: 2019.04

PARAMETR / COMPONENT	METODA / METHOD	WARTOŚĆ ŚRODKOWA / ASSIGNED VALUE	ZAKRES / RANGE
BIALKO C-REAKTYWNE (CRP) C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	0.91 mg/dl *	0.64 – 1.18 mg/dl
ANTY-STREPTOLIZYNA O (ASO) ANTY-STREPTOLYSIN O (ASO)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	142 IU/ml	114 – 170 IU/ml
CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF) RHEUMATOID FACTOR (RF)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	16 IU/ml	14 – 18 IU/ml
ALFA-FETOPROTEINA (AFP) ALPHA-FETOPROTEIN (AFP)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	20.0 ng/ml	15.8 – 24.2 ng/ml

* standaryzacja według CRM470 / CRM470 standardization

CORMAY IMMUNO-CONTROL I (L)

Nr kat. / Cat. No 4-288

Seria / Lot: 710-44

Data ważn. / Exp.: 2019.04

PARAMETR / COMPONENT	METODA / METHOD	WARTOŚĆ ŚRODKOWA / ASSIGNED VALUE	ZAKRES / RANGE
BIALKO C-REAKTYWNE (CRP) C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	0.91 mg/dl *	0.64 – 1.18 mg/dl
ANTY-STREPTOLIZYNA O (ASO) ANTY-STREPTOLYSIN O (ASO)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	142 IU/ml	114 – 170 IU/ml
CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF) RHEUMATOID FACTOR (RF)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	16 IU/ml	14 – 18 IU/ml
ALFA-FETOPROTEINA (AFP) ALPHA-FETOPROTEIN (AFP)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	20.0 ng/ml	15.8 – 24.2 ng/ml

* standaryzacja według CRM470 / CRM470 standardization

CORMAY IMMUNO-CONTROL I (H)

Nr kat. / Cat. No 4-288

Seria / Lot: 710-42

Data ważn. / Exp.: 2019.04

PARAMETR / COMPONENT	METODA / METHOD	WARTOŚĆ ŚRODKOWA / ASSIGNED VALUE	ZAKRES / RANGE
BIALKO C-REAKTYWNE (CRP) C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	2.57 mg/dl *	2.18 – 2.96 mg/dl
ANTY-STREPTOLIZYNA O (ASO) ANTY-STREPTOLYSIN O (ASO)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	320 IU/ml	272 – 368 IU/ml
CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF) RHEUMATOID FACTOR (RF)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	35 IU/ml	30 – 40 IU/ml
ALFA-FETOPROTEINA (AFP) ALPHA-FETOPROTEIN (AFP)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	95.0 ng/ml	75.8 – 114.2 ng/ml

* standaryzacja według CRM470 / CRM470 standardization

CORMAY IMMUNO-CONTROL I (H)

Nr kat. / Cat. No 4-288

Seria / Lot: 710-42

Data ważn. / Exp.: 2019.04

PARAMETR / COMPONENT	METODA / METHOD	WARTOŚĆ ŚRODKOWA / ASSIGNED VALUE	ZAKRES / RANGE
BIALKO C-REAKTYWNE (CRP) C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	2.57 mg/dl *	2.18 – 2.96 mg/dl
ANTY-STREPTOLIZYNA O (ASO) ANTY-STREPTOLYSIN O (ASO)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	320 IU/ml	272 – 368 IU/ml
CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF) RHEUMATOID FACTOR (RF)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	35 IU/ml	30 – 40 IU/ml
ALFA-FETOPROTEINA (AFP) ALPHA-FETOPROTEIN (AFP)	TIA-wzmacniane lateksem Latex-enhanced TIA	95.0 ng/ml	75.8 – 114.2 ng/ml

* standaryzacja według CRM470 / CRM470 standardization